


HIER KRIEGEN ZAHNZWISCHEN- RÄUME IHR FETT WEG

**Etwa 30% der Zahnoberfläche sind schwer
zugängliche Zahnzwischenräume**



Obwohl das regelmäßige Zähneputzen für die meisten Menschen inzwischen zum täglichen Standard gehört, zählen Karies und Parodontose nach wie vor zu den großen Volkskrankheiten. Eine der Ursachen ist darin zu sehen, dass die leicht erreichbaren Zahnoberflächen zwar gut gereinigt werden, schwerer zugängliche Zahnzwischenräume dagegen kaum. Neben einer guten zahnärztlichen Beratung als wichtigstem Faktor sollte der Auswahl individuell geeigneter Hilfsmittel, zum Beispiel Zahnseide oder Interdentalbürsten, mehr Bedeutung als bisher zukommen.




Originalgröße

BESTELL-FAX 08542-8 98 70-11

ORI-BRUSHIES: Für die gründliche Extrapflege schwer zugänglicher Zahnzwischenräume

Die ORI-BRUSHIES Interdentalbürsten erfüllen höchste Ansprüche an Materialqualität sowie einfache und effektive Handhabung durch den Patienten. Die sieben Bürstendurchmesser bzw. -längen gewährleisten, dass den verschiedenen Indikationen und individuellen (anatomischen) Anforderungen der Patienten in vollem Umfang entsprochen werden kann.

- Besonders geeignet, um auch Zwischenräume bei Implantaten und Zahnspangen zu reinigen
- Jede Bürste mit hygienisch belüfteter Schutzkappe – auch als Griffverlängerung
- Leichter Zugang zu den Interdentalräumen auch bei den Molaren durch biegbare Bürsten



Die Vorteile von ORI-BRUSHIES auf einen Blick

- Sehr dünne, stabile und rostfrei Drahtkerne, mit Kunststoff überzogen
- Griff liegt ergonomisch gut zwischen Daumen und Zeigefinger
- Bürste und Griff durch spezielles Produktionsverfahren fest miteinander verbunden



Bitte liefern Sie mir ORI-BRUSHIES

Menge (VPE)	Verpackungseinheit (VPE) Stück	Art.-Nr.	Farbe	Größe	Ø Bürste mm	Ø Draht mm	Preis/VPE für 1-5 VPE	Preis/VPE ab 6 VPE	Gesamt
_____	10 x 6	OB-WE-6	Weiß	SF	1,60	0,35	37,00	31,45	_____
_____	1 x 60	OB-WE-60	Weiß	SF	1,60	0,35	33,50	28,48	_____
_____	10 x 6	OB-PI-6	Pink	XXXXF	1,80	0,42	37,00	31,45	_____
_____	1 x 60	OB-PI-60	Pink	XXXXF	1,80	0,42	33,50	28,48	_____
_____	10 x 6	OB-OR-6	Orange	XXXF	2,00	0,44	37,00	31,45	_____
_____	1 x 60	OB-OR-60	Orange	XXXF	2,00	0,44	33,50	28,48	_____
_____	10 x 6	OB-RO-6	Rot	XXF	2,50	0,45	37,00	31,45	_____
_____	1 x 60	OB-RO-60	Rot	XXF	2,50	0,45	33,50	28,48	_____
_____	10 x 6	OB-BL-6	Blau	XF	3,00	0,45	37,00	31,45	_____
_____	1 x 60	OB-BL-60	Blau	XF	3,00	0,45	33,50	28,48	_____
_____	10 x 6	OB-GE-6	Gelb	F	3,50	0,57	37,00	31,45	_____
_____	1 x 60	OB-GE-60	Gelb	F	3,50	0,57	33,50	28,48	_____
_____	10 x 6	OB-GR-6	Grün	M	5,00	0,57	37,00	31,45	_____
_____	1 x 60	OB-GR-60	Grün	M	5,00	0,57	33,50	28,48	_____
_____	10 x 6	Sortiment OB-SORT-6	sortiert	M-XXXXF	1,80- 5,00	0,42- 0,57	37,00	31,45	_____

Ab €150,- Warenwert übernimmt ORIDIMA die Porto- und Versandkosten in Höhe von € 7,90. Alle Preise zzgl. MwSt.

Name, Vorname Besteller

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Praxisstempel/Datum/Unterschrift

ORIDIMA Dentalinstrumente GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Dorfbach 2 · 94496 Ortenburg
Tel. 0 85 42-8 98 70-0 · Fax 0 85 42-8 98 70-11
info@oridima.de · www.oridima.de

 **ORIDIMA**
K O M P E T E N T H A N D E L N